

Tờ hướng dẫn sử dụng

EXCIBE

Thành phần: Mỗi ống chứa:

Nước, Propylen glycol, Glycerin, Hydroxyethyl cellulose.

Quy cách đóng gói: 5 ml/ống nhựa. 50 ống nhựa/hộp

Công dụng:

- Bôi trơn các dụng cụ trong các thủ thuật: đặt nội khí quản, thông bàng quang, xông dạ dày, phẫu thuật nội soi tiết niệu, thông tiểu, thăm khám âm đạo, khám trực tràng.
- Dùng trong các phẫu thuật vá da sau chấn thương.

Cách dùng:



Tách ống ra khỏi vỉ, kiểm tra tính nguyên vẹn của ống trước khi mở.

Tear off ampoule from the pack. Check its integrity before opening



Xoáy nắp

Twist off opening



Sử dụng **EXCIBE** chuyên dụng dùng để bôi trơn các dụng cụ thăm khám, chẩn đoán, điều trị khi đưa vào cơ thể.

*Use **EXCIBE** to lubricate surgical instruments*

Bảo quản: Trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ THUỐC TRÁNH XA TẦM TAY TRẺ EM

Nhà sản xuất



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương,

Thường Tín, Hà Nội.

TI-20-160620-H01-495-D00001
TI-22.06.20