

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước: MÃ: DN0151	D x R x C: 85 x 54 x 210 mm
Chất liệu:	Ivory 400, cán bóng, đáy dán
Kích thước ô in Iodate:	D x R: 25 x 50 mm (Chuẩn), QR chuẩn
Dải màu:	Màu cũ theo mẫu đã in, các chi tiết mới theo file Nhà in làm 06 bản dải màu
Các nội dung thay đổi	1. Thay đổi nhận diện ☒ 2. Thay đổi chất liệu ☐ 3. Thay đổi nội dung ☒ Thay đổi Thiết kế, địa chỉ Lưu ý thay đổi mục 1, 2 gửi lên RD để duyệt
Nước Xuất khẩu	Không có
Các phân lưu ý đặc biệt:	Không có

LAFORIN
formen

DTP

ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
DTP ECOSYSTEM

NƯỚC SÚC MIỆNG

LAFORIN
formen

+

LÀM SẠCH
VÙNG MIỆNG

CÔNG NGHỆ MỚI
ACCURATE
DOSING CUP

CHIẾT XUẤT

TRÀ XANH
HẠT CAU

○ KHỬ MÙI HIỆU QUẢ

○ CHẮC KHỎE RĂNG MIỆNG

CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT
ARECA CATECHU SEED EXTRACT

500ml

H4-25-270526-H02936-NC00036

LAFORIN
formen

DTP

ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
DTP ECOSYSTEM

NƯỚC SÚC MIỆNG

LAFORIN
formen

+

LÀM SẠCH
VÙNG MIỆNG

CÔNG NGHỆ MỚI
ACCURATE
DOSING CUP

CHIẾT XUẤT

TRÀ XANH
HẠT CAU

○ KHỬ MÙI HIỆU QUẢ

○ CHẮC KHỎE RĂNG MIỆNG

CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT
ARECA CATECHU SEED EXTRACT

500ml

Thành phần:
Purified water, Xylitol, Alcohol, PEG-40 hydrogenated castor oil, Propylene glycol, Poloxamer 188, Glycerin, Menthol, Sodium chloride, Methylparaben, Mentha piperita oil, Areca catechu seed extract, Disodium EDTA, Cetylpyridinium chloride, Sodium fluoride, Camellia sinensis leaf extract, Methyl salicylate, Caramel, Fragrance.

Công dụng:
- Vệ sinh răng miệng, giúp làm sạch, loại bỏ các đám ố trên răng giúp răng trắng sáng hơn.
- Giảm mùi hôi miệng, mang lại hơi thở thơm mát.
- Giúp bảo vệ men răng, ngăn ngừa sâu răng, hỗ trợ duy trì răng và nướu khỏe mạnh.

Bảo quản:
Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Lưu ý:
Không được nuốt.

Số CBMP: 22/25/CBMP-HNa

Mã KS:

Số lô SX:

NSX:

HD:

!

CẢNH BÁO

Nhà sản xuất chịu trách nhiệm
khi ô thông tin truy xuất còn nguyên vẹn.
Bao bì bị cạo, rách, tẩy xóa là dấu hiệu
hàng giả hoặc bị can thiệp.

85.54.210

LAFORIN
formen

DTP

ĐƯỢC CHỨNG NHẬN
DTP ECOSYSTEM

NƯỚC SÚC MIỆNG

LAFORIN
formen

+

LÀM SẠCH
VÙNG MIỆNG

CÔNG NGHỆ MỚI
ACCURATE
DOSING CUP

CHIẾT XUẤT

TRÀ XANH
HẠT CAU

○ KHỬ MÙI HIỆU QUẢ

○ CHẮC KHỎE RĂNG MIỆNG

CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT
ARECA CATECHU SEED EXTRACT

500ml

Hướng dẫn sử dụng:

Người lớn: Súc miệng với 10 - 20ml nước súc miệng **Laforin Formen** trong khoảng 20 - 30 giây. Sử dụng 2 - 3 lần trong ngày vào buổi sáng thức dậy, buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi ăn hoặc sau khi hút thuốc, có thể nhiều hơn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.

Người cao tuổi và trẻ em trên 12 tuổi: Liều dùng như người lớn.

Trẻ em dưới 12 tuổi: Không nên sử dụng, khuyến cáo sử dụng **Laforin baby** phù hợp đối tượng trẻ em

Chú ý: Có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1 - 2 phần nước và 1 phần nước súc miệng nếu người dùng cần độ cay mát nhẹ hơn.

8 936226 173041 9

Nhà sản xuất, thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và lưu hành sản phẩm:

DTP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DTP

Cụm công nghiệp Kim Bình, phường Phú Văn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam