

Hướng nhãn chạy ra khỏi cuộn

155mm

Corner: 2mm

40mm

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

KIM TIẾN THẢO

AGP400

CAO KHÔ



Chiết xuất
Kim Tiến Thảo

Thông lâm, lợi tiểu
Bảo môn sỏi tiết niệu
Giảm nguy cơ sỏi tiết niệu,
sỏi thận, sỏi bàng quang

DTP
DƯỢC TIẾN PHONG

KIM TIẾN THẢO

AGP400

THÀNH PHẦN CẤU TẠO: Mỗi viên nang cứng chứa:

Cao khô Kim tiến thảo: 400 mg
(tương đương với 5 g Kim tiến thảo)

Thành phần khác: Lactose monohydrat, Natri starch glycolat,
Croscarmellose natri, Colloidal silicon dioxide, vỏ nang gelatin.

CÔNG DỤNG:

Thông lâm, lợi tiểu. Hỗ trợ bảo môn sỏi tiết niệu, giảm nguy
cơ mắc sỏi tiết niệu (sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang).

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG:

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên, nên uống nhiều với nước.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Người bị sỏi đường tiết niệu, sỏi mật, sỏi thận.
Người bị tiểu són đau do nhiệt hoặc do sỏi đường tiết niệu.

**Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và
không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.**

KHÔNG DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP:
Người mẫn cảm với một trong các thành phần của sản phẩm.
Không dùng cho người dị ứng thảo mộc.

BẢO QUẢN:

Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Sản xuất tại Việt Nam

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm
27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên,
Tỉnh An Giang.

Sản xuất tại:

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm-Bình Hòa
Lô C4 Khu công nghiệp Bình Hòa, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành,
Tỉnh An Giang.

Số ĐKSP: 3019/2018/ĐKSP

Số lô SX:

Non Varnish
(15x5.5mm)

NSX:

HSD:



E3-18-201123-C00188

25 -11- 2023

155mm

40mm

Corner: 2mm

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

KIM TIỀN THẢO

AGP400

CAO KHỎ



60 viên

Chết xuất Kim Tiền Thảo

Thông lâm, lợi tiểu
Bảo môn, lợi tiểu
Giảm nguy cơ sỏi tiết niệu,
sỏi thận, sỏi bàng quang



KIM TIỀN THẢO
AGP400

THÀNH PHẦN CHỦ YẾU: Mỗi viên nang cứng chứa 400 mg Cao khô Kim Tiền Thảo (Tương đương với 5 g Kim Tiền Thảo)

Thành phần khác: Lactose monohydrat, Natri starch, glycolic, Croscarmellose natri, Colloidal silicon dioxide, Vỏ nang gelatin.

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ điều trị sỏi tiết niệu, giảm nguy cơ mắc sỏi tiết niệu, lợi tiểu, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên, nên uống nhiều với nước.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người bị sỏi tiết niệu, sỏi niệu quản, sỏi mật, sỏi thận, người bị tiểu sỏi đau đớn nhiều hoặc có sỏi đường tiết niệu.

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

KHÔNG ĐỒNG TRÙNG CÁC THUỐC HỢP: Không dùng cho người dị ứng các thành phần của sản phẩm. Không dùng cho người dị ứng các thành phần của sản phẩm.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Sản xuất tại Việt Nam

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
Ông Nguyễn Thái Học, Trưởng Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Sản xuất tại:
Chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Agimexpharm Bình Hòa, 27 Nguyễn Thái Học, Xã Bình Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang.

Số ĐKKP: 3019/2018/ĐKKP

Số lô SK: Non Varnish (15x5.5mm)

NCC: HSD:



E3-18-20/123-000188

Date Design: 20/11/2023		NHÂN DECAL		Customer: Agimexpharm (All Dimensions are in mm)																			
Item Code: RPW155x040AGM-8701		KPACK Co.,Ltd Lot B1-5, Cu Chi Northwest Industrial Zone, Tan An Hoi Village, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam		Checked	Approved																		
Name of AW: Nhân Kim Tiền Thảo AGP 400 Viên		Checked	Checked	Checked	Checked																		
Specification: 155x40mm		Customer Code:																					
Roll wind direction: Số 4		Substrate: White																					
Sequence Color:		Customer Code:																					
<table><tr><td>C</td><td>M</td><td>Y</td><td>Black</td><td>P7724C</td><td>P323C</td></tr><tr><td>Antile 50045</td><td>Antile 50045</td><td>Antile 50045</td><td>Antile 50045</td><td>Antile 50045</td><td>Antile 50045</td></tr><tr><td>31.5°</td><td>72°</td><td>81°</td><td>31.5°</td><td>31.5°</td><td>31.5°</td></tr></table>		C	M	Y	Black	P7724C	P323C	Antile 50045	Antile 50045	Antile 50045	Antile 50045	Antile 50045	Antile 50045	31.5°	72°	81°	31.5°	31.5°	31.5°	Barcode in theo: ☐ Theo tiêu chuẩn (Scale 100 -> 80%) ☒ Theo file khách hàng (Khách hàng kiểm tra barcode trước khi in hàng)		Note:	
C	M	Y	Black	P7724C	P323C																		
Antile 50045	Antile 50045	Antile 50045	Antile 50045	Antile 50045	Antile 50045																		
31.5°	72°	81°	31.5°	31.5°	31.5°																		
AW in theo: ☐ Theo epson proof		Gap across: 1.5mm		Diecut Offline (2 Line)																			
UV: Gloss varnish		Gap agaround:																					
Cool foil:																							
Decal Width: 198mm/4 line																							
Sleeve: 482.6mm 19"/3pcs/ 1 line																							
Chê Bàn	Date Rip:	Số Lần Rip: 01	Số Màu: 08	Máy In: Omet M2 (Fogra 39)	Độ Phân Giải: 150lpi																		
	Designer (Ms Vinh)	Design Manager (Mr Nhân)	Sale (Ms Thùy)	Printing (Mr Khánh)																			

25-11-2023

