

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Viên đặt âm đạo

Nuvagyl

Giới thiệu:

Clindamycin là một loại kháng sinh phổ rộng được sử dụng trong các trường hợp bệnh nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm. Clindamycin phân ly peptidyl-tRNA khỏi ribosome của vi khuẩn, do đó làm gián đoạn quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn. Clotrimazol là một chất chống nấm Imidazole được sử dụng phổ biến trong nhiễm nấm. Clotrimazol ức chế sinh tổng hợp sterol, một thành phần thiết yếu của màng tế bào nấm, do đó làm hỏng và ảnh hưởng đến tính thấm của màng tế bào vì vậy làm rò rỉ và mất các hợp chất nội bào cần thiết, cuối cùng gây ra sự ly giải tế bào. Với sự kết hợp của hai thành phần trên **Nuvagyl** có tác dụng hiệu quả trong các trường hợp nhiễm khuẩn và nấm âm đạo rõ và không rõ nguyên nhân.

Thành phần:

Clindamycin (dưới dạng clindamycin phosphat) 100 mg, Clotrimazol 100 mg, Tween 80, Span 80, Hard fat vừa đủ 1 viên.

Quy cách đóng gói:

Hộp 1 vỉ x 7 viên

Công dụng:

Sử dụng trong các trường hợp: Viêm âm đạo, viêm âm hộ- âm đạo và viêm cổ tử cung gây nên do vi khuẩn *Trichomonas vaginalis*, nấm *candidas*, *Gardnerella vaginalis*, *Mycoplasma* sp. và *Mobilicis*

Sử dụng trong các trường hợp nhiễm nấm, vi khuẩn không rõ nguyên nhân.

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng 1 viên đặt âm đạo hàng ngày, liên tục trong ít nhất 7 ngày. Trong một vài trường hợp có thể dùng 2 viên trong 1 ngày.

Viên đặt được đặt vào sâu trong âm đạo. Nên đặt vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Sử dụng an toàn cho phụ nữ có thai 6 tháng cuối thai kỳ và cho con bú.

Ngừng sử dụng nếu gặp các trường hợp bất lợi.

Cách sử dụng thanh đẩy:



Vệ sinh sạch sẽ tay trước khi sử dụng.




Bóc viên đặt, để vào phần đầu của thanh đẩy.



Giữ tư thế thoải mái như đứng, ngồi xổm, cúi người về phía trước bằng thắt lưng, đứng nâng một chân lên ghế hoặc nằm với cẳng chân hơi gấp lại.
Đưa thanh đẩy vào âm đạo sâu khoảng 2-3 cm, ấn pittong nhẹ nhàng đẩy viên đặt vào âm đạo.



Vệ sinh thanh đẩy bằng nước sôi sau khi sử dụng, để khô.
Bảo quản nơi khô ráo.



Chú ý: Viên đặt có thể mềm hoặc móp khi bảo quản điều kiện thường, nhưng định hình lại khi bảo quản vào tủ lạnh sau 10 phút.

Đối tượng không sử dụng:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Không nên sử dụng trong thời kỳ kinh nguyệt.

Bảo quản:

Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Nhà sản xuất



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội