

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kích thước:	D x R x C: 78 x 55 x 175 (mm)
Chất liệu:	Giấy Ivory 400, đáy dán, Cán bóng
Kích thước ô in lodate:	D x R: 25 x 50 mm
Dải màu:	Màu sắc in theo dải màu đã sản xuất
Các nội dung thay đổi	1. Thay đổi nhận diện ☐ 2. Thay đổi chất liệu ☐ 3. Thay đổi nội dung ☒ Bổ sung số công bố. Bổ sung công dụng, liều dùng và cách dùng Lưu ý thay đổi mục 1, 2 gửi lên RD để duyệt
Nước Xuất khẩu	Không có
Các phần lưu ý đặc biệt:	Không có

78.55.175

H2-25-090925-H02955-NC00430

THÀNH PHẦN:

Water, Glycerin, Xylitol, Sodium Chloride, Poloxamer 188, Disodium Phosphate heptahydrate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid Monohydrate, Disodium EDTA, Camellia Sinensis Leaf Extract, Propolis Extract, Sodium Fluoride, Mentha piperita oil, Fragrance, CI 15985, CI 19140.

ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM

LAFORIN BABY là sản phẩm nước súc miệng dành riêng cho trẻ em, với công thức dịu nhẹ, sử dụng các thành phần được lựa chọn kỹ lưỡng để hỗ trợ chăm sóc khoang miệng hàng ngày.

Chiết xuất keo ong (Propolis extract) là thành phần có nguồn gốc tự nhiên từ nhựa cây và dịch tiết của ong, được biết đến với khả năng hỗ trợ bảo vệ và hỗ trợ làm sạch khoang miệng.

Chiết xuất trà xanh được bổ sung nhằm tăng cường khả năng làm sạch, góp phần duy trì khoang miệng luôn trong trạng thái dễ chịu, ngoài ra natri clorid và natri fluorid trong công thức hỗ trợ tăng cường độ bền của răng.

Sản phẩm phù hợp để sử dụng mỗi ngày như một phần của thói quen vệ sinh răng miệng cho trẻ nhỏ.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.



Nhà sản xuất, thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và lưu hành sản phẩm:

DTP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DTP

Cụm công nghiệp Kim Bình, phường Phú Văn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam



NƯỚC SÚC MIỆNG
KHÔNG CẦN

LAFORIN
baby



HƯƠNG
Cam

NGỪA SÂU RĂNG
PROPOLIS EXTRACT (KEO ONG)
CHIẾT XUẤT TRÀ XANH



350ml

LAFORIN
baby

CÔNG DỤNG:

- Vệ sinh răng miệng hàng ngày cho trẻ em.
- Góp phần làm sạch, hỗ trợ duy trì răng và nướu khỏe mạnh.
- Mang lại cảm giác thơm mát và dễ chịu trong khoang miệng sau khi sử dụng.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều lượng:

- Mỗi lần sử dụng 10 – 15 ml cho bé, súc miệng từ 20 – 30 giây
- Liều dùng: 1-2 lần/ngày

Cách dùng:



Mở nắp chai ngược chiều kim đồng hồ



Bóp vào thân chai để dịch tràn lên cốc liến chai đến thể tích như liều lượng hướng dẫn



Sử dụng lượng dịch trong cốc liến chai



Làm sạch nắp và đáy nắp

LƯU Ý: Không được nuốt.

Số CBMP: 69/25/CBMP-NB

Mã KS:

Số lô SX:

NSX:

HD:



Nhà sản xuất chịu trách nhiệm khi ô thông tin truy xuất còn nguyên vẹn. Bao bì bị cạo, rách, tẩy xóa là dấu hiệu hàng giả hoặc bị can thiệp.



NƯỚC SÚC MIỆNG
KHÔNG CẦN

LAFORIN
baby



HƯƠNG
Cam

NGỪA SÂU RĂNG
PROPOLIS EXTRACT (KEO ONG)
CHIẾT XUẤT TRÀ XANH



350ml

